

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pard6A Para Wb Y Elisa - Q9Npb6

Número de artículo: CM0027272



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PARD6A de alta calidad para WB y ELISA. Validado para muestras humanas y de ratón, dirigido a la proteína adaptadora PAR6C involucrada en la polaridad celular y las uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARD6A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAR6; PAR6C; TAX40; PAR-6A; TIP-40; PAR6alpha; PARD6A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	50855
ID del gen	50855
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PARD6A humano (Q9NPB6)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NPB6
Peso molecular de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo