

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Parg Para Wb, Elisa - Q86W56

Número de artículo: CM0004611



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PARG validado para WB y ELISA; se dirige específicamente a la poli(ADP-ribosa) glicohidrolasa humana. Ideal para el estudio de vías de ADP-ribosilación, respuesta al daño del ADN y remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARG Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PARG99; PARG
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8505
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 777-976 de la PARG humana (NP_003622.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpo monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q86W56
Peso de la proteína	111kDa
Envío	Bolsa de hielo