

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parl Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H300

Número de artículo: CM0030841

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PARL para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce PARL humano, una proteasa mitocondrial implicada en la regulación de la apoptosis. Ideal para estudios de apoptosis y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PAb de Conejo PARL                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | PSARL; PSARL1; RHBD51; PRO2207; PSENIP2; PARL                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 55486                                                                                                                               |
| GeneID              | 55486                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 del PARL humano (NP_001032728.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                              |
| SWISS               | Q9H300                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |