

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parn Para Wb, If/Icc, Elisa - O95453

Número de artículo: CM0024851



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PARN humano, una ribonucleasa específica de poli(A). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 1-280). Ideal para estudios de degradación de ARNm y regulación postranscripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PARN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5073
GenelD	5073
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de PARN humano (NP_002573.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95453
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo