


Anticuerpo Policlonal Anti-Parp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09874

Número de artículo: CM0017330



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PARP1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PARP1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la reparación del ADN, la apoptosis y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	142
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09874
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo