


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Parp1 Para If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P09874

Número de artículo: CM0003758



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PARP1 validado para IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con PARP1 humano, de ratón y de rata. Esencial para investigación en reparación del ADN, apoptosis y transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo PARP1                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID del Gen (Humano) | 142                                                                                                                                |
| ID del Gen          | 142                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de PARP1 humano (P09874). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P09874                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 113kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |