

Anticuerpo Policlonal Anti-Parp12 Para Wb, Elisa - Q9H0J9

Número de artículo: CM0018108



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PARP12 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre respuestas antivirales, transporte del Golgi y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PARP12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ZC3H1; ARTD12; MST109; MSTP109; ZC3HDC1; PARP12
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	64761
ID del Gen	64761
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 462-701 de PARP12 humano (NP_073587.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0J9
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo