


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Parp2 Para Wb Y Elisa - Q9Ugn5

Número de artículo: CM0004331



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-PARP2 validado para western blot y ELISA, dirigido a PARP2 humano (Q9UGN5) para investigación en reparación de ADN y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10038
ID del gen	10038
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 484-583 de PARP2 humano (Q9UGN5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN5
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo