


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parp2 Para Wb, Elisa - Q9Ugn5

Número de artículo: CM0019772



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PARP2 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de reparación del ADN, remodelación de la cromatina y ADP-ribosilación. 66 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARP2 pAb de conejo
Observaciones/alias	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10038
ID del gen	10038
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UGN5
Peso molecular de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo