

Anticuerpo Policlonal Anti-Parp4 Para Wb, Elisa - Q9Ukk3

Número de artículo: CM0026860



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PARP4 humano, validado para WB y ELISA. Detecta PARP4 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del complejo vault y de la ADP-ribosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PARP4
Observaciones/Alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	143
GeneID	143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de PARP4 humano (NP_006428.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKK3
Peso Molecular de la Proteína	193kDa
Envío	Bolsa de hielo