

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parp8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N3A8

Número de artículo: CM0018669

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PARP8 validado para WB, IHC-P, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Objetivo proteína mono-ADP-ribosiltransferasa PARP8 (ARTD16), implicada en la ADP-ribosilación. Ideal para investigación en cáncer y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PARP8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARTD16; pART16; PARP8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79668
ID de Gen	79668
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del PARP8 humano (NP_001171527.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N3A8
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo