

## Anticuerpo Policlonal Anti-Parva Para Wb Y Elisa - Q9Nvd7

Número de artículo: CM0018738



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PARVA humana (alfa-parvina), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en adhesión celular, citoesqueleto y cardiovascular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PARVA Conejo pAb                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | PARVA; CH-ILKBP; MXRA2; alfa-parvina                                                                             |
| Especie             | humano                                                                                                           |
| ID del Gen          | 55742                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PARVA humana (NP_060692.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                              |
| SWISS               | Q9NVD7                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 20kDa/42kDa                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |