


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parvalbúmina (Pvalb) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20472

Número de artículo: CM0016753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Parvalbúmina alfa humana (PVALB). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en fisiología muscular y proteínas de unión a calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Parvalbúmina/PVALB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D22S749; Parvalbúmina (PVALB)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5816
GeneID	5816
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la Parvalbúmina humana (NP_002845.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20472
Peso de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo