

Anticuerpo Policlonal Anti-Parvalbúmina/Pvalb Para Wb - P20472

Número de artículo: CM0025637



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Parvalbúmina/PVALB (alfa-PV). Apto para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se usa para investigar la relajación muscular dependiente de calcio y la señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Parvalbúmina/PVALB pAb de conejo
Observaciones/Alias	D225749; Parvalbúmina (PVALB)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5816
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la Parvalbúmina (PVALB) humana (NP_002845.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20472
Peso Molecular	12kDa
Envío	Bolsa de hielo