


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parvb Para Wb Y Elisa - Q9Hbi1

Número de artículo: CM0018251



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PARVB humana (beta-parvina, afixina). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para el estudio de la adhesión celular, migración y señalización por integrinas en músculo y otros tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARVB Rabbit pAb
Notas / Alias	CGI-56; PARVB
Especie	Humano
GeneID	29780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la PARVB humana (NP_037459.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HBI1
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo