


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pask Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Rg2

Número de artículo: CM0026395



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo recombinante dirigido a la quinasa PASK humana (STK37/PASKIN). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad contra humano, ratón y rata. Ideal para investigación en homeostasis energética y señalización traduccional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PASK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STK37; PASKIN; PASK
Especie	Humano
GeneID	23178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1194-1323 de la PASK humana (NP_055963.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RG2
Peso de la proteína	143kDa
Envío	Bolsa de hielo