

Anticuerpo Monoclonal Anti-Patz1 Para Wb, Elisa - Q9Hbe1

Número de artículo: CM0011023



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PATZ1 humano (proteína 1 que contiene dominios POZ-, AT hook- y dedo de zinc), un regulador transcripcional. Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios sobre el desarrollo de células T, senescencia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PATZ1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23
Especie	Humano
ID de Gen	23598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-350 del PATZ1 humano (NP_055138.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBE1
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo