

Anticuerpo Policlonal Anti-Patz1 Para Wb, Elisa - Q9Hbe1

Número de artículo: CM0018083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PATZ1 humano para aplicaciones de Western blot y ELISA. Especificidad para muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre transcripción y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PATZ1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dj400N23; PATZ1
Especie	Humana
GeneID (humano)	23598
GeneID	23598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-350 de PATZ1 humano (NP_055138.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9HBE1
Peso molecular	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo