

Anticuerpo Policlonal Anti-Pax1 Para Wb Y Elisa - P15863

Número de artículo: CM0024461



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PAX1 humano, un factor de transcripción del desarrollo. Adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación en embriogénesis y columna vertebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PAX1 Rabbit pAb
Notas/Alias	OFC2; HUP48; PAX1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5075
ID del Gen	5075
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300-400 de PAX1 humano (NP_006183.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15863
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo