

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pax2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02962

Número de artículo: CM0029282

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PAX2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación del desarrollo renal y del tracto urogenital.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PAX2
Observaciones/Alias	FSGS7; PAPRS; PAX-2; PAX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5076
GeneID	5076
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-320 del PAX2 humano (NP_003978.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02962
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo