

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pax3 Para Wb Y Elisa - P23760

Número de artículo: CM0016108



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PAX3 humano, validado para western blotting (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación sobre el desarrollo neuronal, la miogénesis y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAX3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5077
GeneID	5077
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23760
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo