

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pax3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23760

Número de artículo: CM0019638



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PAX3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre desarrollo neural, miogénesis y síndrome de Waardenburg.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAX3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5077
ID del gen	5077
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-236 de PAX3 humano (NP_852122.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23760
Peso molecular de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo