

Anticuerpo Policlonal Anti-Pax5 Para Wb, Elisa - Q02548

Número de artículo: CM0017032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PAX5 humano (BSAP), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del desarrollo de células B y del VEB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PAX5
Observaciones/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5079
GeneID	5079
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PAX5 humano (NP_057953.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02548
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo