

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pax5 Para Wb, Ihc-P, Ip Y Elisa - Q02548

Número de artículo: CM0004971



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a PAX5 (BSAP) humano, apto para WB, IHC-P, IP y ELISA. Herramienta fiable para estudios de compromiso de linaje de células B y linfoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PAX5 de conejo
Observaciones/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5079
ID del gen	5079
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de PAX5 humano (Q02548).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q02548
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo