

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pax6 Para Wb/Ihc-P/Elisa - P26367

Número de artículo: CM0003345



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad para PAX6, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con PAX6 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave en el desarrollo del ojo y del SNC. Ideal para aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAX6 Ac. m. de Conejo
Observaciones/Alias	AN; PAX6
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5080
GeneID	5080
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 323-422 del PAX6 humano (NP_000271.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26367
Peso Proteico	47kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo