

Anticuerpo Policlonico Anti-Pax6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26367

Número de artículo: CM0030800



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PAX6 validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Dirige al factor de transcripción de caja emparejada, fundamental para el desarrollo del ojo, el sistema nervioso central y el páncreas. Ideal para investigación en biología del desarrollo y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAX6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5080
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de PAX6 humano (NP_000271.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26367
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo