

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pax6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26367

Número de artículo: CM0007503



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a PAX6, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce PAX6 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo y aniridia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAX6 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AN; PAX6
Especie	Humano
GeneID	5080
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 323-422 de PAX6 humano (NP_000271.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26367
Peso Proteico	47kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo