

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pax7 Para Wb, Elisa - P23759

Número de artículo: CM0024739

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PAX7 humano (HuP1). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de células madre musculares y miogénesis. ~55 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PAX7
Observaciones/Alias	HUP1; RMS2; PAX7B; CMYP19; MYOSCO; PAX7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5081
GeneID	5081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-470 de PAX7 humano (NP_039236.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23759
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo