


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pax8 Para If/Icc, Ihc-P Y Elisa - Q06710

Número de artículo: CM0007530



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PAX8 humano, validado para IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del factor de transcripción tiroideo y la investigación del tumor de Wilms.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PAX8
Observaciones/Alias	PAX-8; PAX8
Especie	Humano
GeneID	7849
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de PAX8 humano (NP_003457.1)
Origen	Ciervo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q06710
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo