


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pax8 Para Wb Y Elisa - Q06710

Número de artículo: CM0014272



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PAX8 de alta calidad validado para WB y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del factor de transcripción tiroidea y estudios de biología del desarrollo. Respaldado por UniProt Q06710.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAX8 pAb Conejo
Observaciones/Alias	PAX-8; PAX8
Especie	Humano
GeneID	7849
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del PAX8 humano (NP_003457.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06710
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo