


Anticuerpo Monoclonal Anti-Paxilina Para Wb, Elisa - P49023

Número de artículo: CM0003674



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la paxilina humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Investigación de las adhesiones focales, la organización del citoesqueleto y la dinámica de las uniones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Paxilina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Paxilina; PXN; paxilina
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5829
ID del gen	5829
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre 1 y 100 de la paxilina humana (P49023).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49023
Peso molecular de la proteína	65kDa/61kDa/66kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo