


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Paxillin Para Wb, Elisa - P49023

Número de artículo: CM0021095



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Paxillin humana, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta Paxillin en muestras humanas y de ratón para estudiar la dinámica de las adhesiones focales y las interacciones del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Paxillin Rabbit pAb
Observaciones/alias	Paxillin; PXN; paxillin
Especie	Humano
GeneID (humano)	5829
GeneID	5829
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Paxillin humana (NP_002850.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P49023
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo