

Anticuerpo Policlonal Anti-Pbef/Visfatina/Nampt Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43490

Número de artículo: CM0016391



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PBEF/Visfatina/NAMPT humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de metabolismo del NAD, ritmo circadiano y citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PBEF/Visfatina/NAMPT Conejo pAb
Observaciones/Alias	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatina/NAMPT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10135
GeneID	10135
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43490
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo