

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pbef/Visfatin/Nampt Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43490

Número de artículo: CM0007190



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alto rendimiento contra PBEF/Visfatin/NAMPT (UniProt P43490). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de biosíntesis de NAD, inmunomodulación y adipocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PBEF/Visfatin/NAMPT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10135
GeneID	10135
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del PBEF/Visfatin/NAMPT humano (NP_005737.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43490
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo