

Anticuerpo Policlonal Anti-Pbk Para Wb, Elisa - Q96Kb5

Número de artículo: CM0021889



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la quinasa PBK (TOPK) humana, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del ciclo celular, la respuesta al daño en el ADN y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] PBK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; PBK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55872
ID de Gen	55872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-322 de PBK humana (NP_060962.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KB5
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo