


Anticuerpo Policlonal Anti-Pbrm1 De Conejo Para Wb, Ip, Elisa - Q86U86

Número de artículo: CM0027261



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PBRM1 humano (BAF180), validado para WB, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a un factor de remodelación de cromatina SWI/SNF con actividad supresora de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PBRM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55193
ID del Gen	55193
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de PBRM1 humano (NP_060783.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U86
Peso Molecular de la Proteína	193kDa
Envío	Bolsa de hielo