

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pbr/Tspo Para Wb - P30536

Número de artículo: CM0009004

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra PBR/TSPO humano (TSPO, PBR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta proteínas humanas y de ratón. Ideal para la investigación de transporte mitocondrial y de colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PBR/TSPO Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRPZ; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Especie	Humano
GeneID (Humano)	706
GeneID	706
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-169 del PBR/TSPO humano (P30536).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30536
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo