

Anticuerpo Policlonal Anti-Pbx1 Para Wb, Elisa - P40424

Número de artículo: CM0028712



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el factor de transcripción PBX1 humano. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en regulación transcripcional, desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PBX1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAKUHED; PBX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5087
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 311-430 de PBX1 humano (NP_002576.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40424
Peso Molecular de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo