

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pcbd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61457

Número de artículo: CM0009664

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PCBD1 humana (Pterina-4-alfa-carbinolamina deshidratasa). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la biosíntesis de tetrahidrobiopterina y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PCBD1
Observaciones/Alias	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5092
GeneID	5092
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-104 de la PCBD1 humana (P61457).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61457
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo