

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcbd1 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P61457

Número de artículo: CM0028321

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCBD1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en biosíntesis de tetrahidrobiopterina y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCBD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5092
ID del Gen	5092
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61457
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo