


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcca Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05165

Número de artículo: CM0029041



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PCCA validado para western blot, inmunohistoquímica-parafina y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a la cadena alfa de la propionil-CoA carboxilasa, implicada en el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCCA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PCCA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5095
GeneID	5095
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 449-728 de PCCA humana (NP_000273.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05165
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo