


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pccb [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P05166

Número de artículo: CM0006665



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PCCB validado por KO para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PCCB humano, de ratón y de rata, una enzima mitocondrial implicada en la carboxilación del propionil-CoA. Materia prima para IVD solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anti-PCCB [validado por KO] mAb de conejo
Observaciones/Alias	PCCB; CB
Especie	Humano
GeneID (humano)	5096
GeneID	5096
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-539 de PCCB humano (NP_000523.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05166
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo