


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pccb Para Wb Y Elisa - P05166

Número de artículo: CM0025095



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la cadena beta de la propionil-CoA carboxilasa humana (PCCB). Validado para aplicaciones de Western blotting (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación del metabolismo mitocondrial, el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y la acidemia propiónica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCCB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCCB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5096
GeneID	5096
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-539 de la PCCB humana (NP_000523.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05166
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo