

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcdh1 Para Wb Y Elisa - Q08174

Número de artículo: CM0017294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la protocadherina-1 humana (PCDH1, PC42) para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación de la adhesión celular y la neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCDH1 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	PC42; PCDH42; PCDH1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5097
ID del gen	5097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-220 de PCDH1 humana (NP_002578.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q08174
Peso de la proteína	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo