


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcdh15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Qu1

Número de artículo: CM0018499



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la protocadherina-15 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a una proteína crítica para la función retiniana y coclear; adecuado para la investigación de la audición y la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCDH15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USH1F; CDHR15; DFN23; PCDH15
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	65217
ID de Gen	65217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-400 de la PCDH15 humana (NP_001136235.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96QU1
Peso Proteico	216kDa
Envío	Bolsa de hielo