

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcdh9 Para Wb, Elisa - Q9Hc56

Número de artículo: CM0015593



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Protocadherina-9 (PCDH9) humana para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas. Peso molecular predicho 136 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCDH9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCDH9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5101
GeneID	5101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-600 de la PCDH9 humana (NP_982354.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC56
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo