

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcdha12 Para Wb Y Elisa - Q9Un75

Número de artículo: CM0030073

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la protocadherina alfa-12 (PCDHA12), una proteína de adhesión celular neuronal. Validado para WB y ELISA, reconoce PCDHA12 de humano, ratón y rata (~102 kDa). Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCDHA12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCDH-ALPHA12; PCDHA12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56137
GeneID	56137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 713-792 de PCDHA12 humana (NP_114070.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UN75
Peso proteico	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo