

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcdha13 Para Wb, Elisa - Q9Y5I0

Número de artículo: CM0029068

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la protocadherina alfa-13 (PCDHA13), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación en neurociencia sobre conexiones neuronales y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCDHA13 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56136
ID de Gen	56136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-360 de la PCDHA13 humana (NP_061727.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5I0
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo