

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcdhb16 Para Wb, Elisa - Q9Nrj7

Número de artículo: CM0022809

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCDHB16 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la adhesión celular neuronal y las conexiones específicas del cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCDHB16 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ME1; PCDH3X; PCDHB8a; PCDH-BETA16; PCDHB16
Especie	Humano
ID del gen (humano)	57717
ID del gen	57717
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9NRJ7
Peso molecular de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo