

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcdhb4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5E5

Número de artículo: CM0021781

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PCDHB4 humano (protocadherina beta-4). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en adhesión celular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCDHB4 Rabbit pAb
Notas / Alias	PCDH-BETA4; PCDHB4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	56131
ID de gen	56131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-300 de PCDHB4 humano (NP_061761.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5E5
Peso de la proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo